

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Papd7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Numero articolo: CM0015724

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PAPD7/TENT4A umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Il bersaglio è coinvolto nella stabilizzazione degli mRNA e nel controllo della qualità dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAPD7 Rabbit pAb
Note/Alias	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	11044
GeneID	11044
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-542 della PAPD7 umana (NP_008930.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q5XG87
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio