

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Par2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55085

Numero articolo: CM0010308



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il PAR2 umano (P55085), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per studi sull'infiammazione, l'immunità e la funzione della barriera endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PAR2
Note/Alias	PAR2; GPR11
Specie	Umano
ID gene	2150 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 298-397 del PAR2 umano (P55085)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P55085
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante