

Anticorpo Policlonale Anti-Par2 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P55085

Numero articolo: CM0025996



introduzione

Convalida l'espressione di PAR2 (F2RL1/GPR11) in uomo, topo e ratto con questo anticorpo policlonale da coniglio. Ideale per WB, IF/ICC, ELISA. Esplora le vie di segnalazione infiammatorie e di barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAR2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PAR2; GPR11
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	2150
GenelD	2150
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 15-94 di PAR2 umano (NP_005233.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55085
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio