

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Par4 Per Wb, Elisa - Q96Iz0

Numero articolo: CM0027204



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PAR4 di alta qualità per Western blot e ELISA, che rileva PAR4 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro. - Q96Iz0

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAR4 Rabbit pAb
Note/Alias	PAR4; Par-4
Specie	Umano
ID gene (umano)	5074
ID gene	5074
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 del PAR4 umano (NP_002574.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Iz0
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio