

Anticorpo Monoclonale Anti-Ormone Paratiroideo (Pth) Per Wb, If-P, Elisa - P01270

Numero articolo: CM0005538



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'Ormone Paratiroideo (PTH) umano, adatto per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'omeostasi del calcio e sul metabolismo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ormone Paratiroideo (PTH)
Osservazioni/Alias	FIH1; PTH1; Ormone Paratiroideo (PTH)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5741
ID Gene	5741
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Ormone Paratiroideo (PTH) umano (P01270)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01270
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante