


Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Paratiroidormone (Pth) Per Wb, Elisa - P01270

Numero articolo: CM0026761



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit riconosce la PTH umana (SWISS P01270) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per WB e ELISA, supporta la ricerca sul metabolismo del calcio e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Paratiroidormone (PTH) Rabbit pAb
Note/Alias	FIH1; PTH1; Parathyroid Hormone (PTH)
Specie	Umana
Gene ID (Uomo)	5741
Gene ID	5741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-115 del Paratiroidormone (PTH) umano (NP_000306.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01270
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio