

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pard6A Per Wb E Elisa - Q9Npb6

Numero articolo: CM0027272



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PARD6A di alta qualità per WB e ELISA. Validato per campioni umani e murini, mirato alla proteina adattatrice PAR6C coinvolta nella polarità cellulare e nelle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAR6A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	50855
Gene ID	50855
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di PARD6A umano (Q9NPB6)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NPB6
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio