

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Parg Per Wb, Elisa - Q86W56

Numero articolo: CM0004611



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PARG validato per WB e ELISA; bersaglia specificamente la poli(ADP-ribosio) glicoidrolasi umana. Ideale per lo studio della ADP-ribosilazione, della risposta al danno del DNA e delle vie di rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARG Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PARG99; PARG
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8505
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 777-976 della PARG umana (NP_003622.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86W56
Peso proteico	111 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio