

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Parl Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Numero articolo: CM0030841

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PARL per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce PARL umano, una proteasi mitocondriale coinvolta nella regolazione dell'apoptosi. Ideale per studi su apoptosi e funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARL Rabbit pAb
Note/Alias	PSARL; PSARL1; RHBD51; PRO2207; PSENIP2; PARL
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	55486
GenelD	55486
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di PARL umano (NP_001032728.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9H300
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio