

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Parn Per Wb, If/Icc, Elisa - O95453

Numero articolo: CM0024851



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PARN umana, una ribonucleasi poli(A)-specifica. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 1-280). Ideale per studi sulla degradazione dell'mRNA e sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PARN Rabbit pAb
Note/Alias	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5073
GeneID	5073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della PARN umana (NP_002573.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	O95453
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio