


Anticorpo Policlonale Anti-Parp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Numero articolo: CM0017330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PARP1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PARP1 in campioni di origine umana, murina e di ratto. Ideale per ricerche su riparazione del DNA, apoptosi e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	142
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09874
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio