


Anticorpo Policlonale Anti-Parp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Numero articolo: CM0012831



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-PARP1 rileva PARP1 umano, di topo e di ratto (113 kDa) in WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. È diretto contro la regione C-terminale (aa 662-1014) ed è ideale per studi sulla riparazione del danno al DNA, l'apoptosi e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	142
GeneID	142
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 662-1014 di PARP1 (NP_001609.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09874
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio