


Anticorpo Monoclonale Anti-Parp1 Di Coniglio Per If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P09874

Numero articolo: CM0003758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-PARP1 validato per IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con PARP1 umano, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla riparazione del DNA, l'apoptosi e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PARP1 Rabbit mAb
Note/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	142
ID Gene	142
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di PARP1 umano (P09874).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09874
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio