


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Parp1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P09874

Numero articolo: CM0007772



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PARP1 umano. Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA, l'apoptosi e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PARP1
Note/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	142
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di PARP1 umano (NP_001609.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09874
Peso della proteina	113 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante