

Anticorpo Policlonale Anti-Parp12 Per Wb, Elisa - Q9H0J9

Numero articolo: CM0018108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PARP12 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulle risposte antivirali, il trasporto del Golgi e la funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP12 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64761
ID gene	64761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 462-701 di PARP12 umano (NP_073587.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0J9
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio