

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Parp2 Per Wb Ed Elisa - Q9Ugn5

Numero articolo: CM0004331



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante coniglio anti-PARP2 validato per western blot ed ELISA, mirato alla PARP2 umana (Q9UGN5) per la ricerca sul riparo del DNA e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PARP2 mAb Coniglio
Note/Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10038
ID Gene	10038
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 484-583 della PARP2 umana (Q9UGN5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UGN5
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio