

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Parp2 Per Wb, Elisa - Q9Ugn5

Numero articolo: CM0019772



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PARP2 umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di riparazione del DNA, rimodellamento della cromatina e ADP-ribosilazione. 66kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PARP2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10038
Gene ID	10038
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UGN5
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio