

Anticorpo Policlonale Anti-Parp4 Per Wb, Elisa - Q9Ukk3

Numero articolo: CM0026860



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PARP4 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva PARP4 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul complesso vault e sull'ADP-ribosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP4 pAb di coniglio
Note/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	143
GeneID	143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PARP4 umano (NP_006428.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKK3
Peso proteico	193kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio