

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Parp4 Per Wb, Elisa - Q9Ukk3

Numero articolo: CM0022485



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PARP4 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulle particelle vault e sull'ADP-ribosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PARP4 Rabbit pAb
Note/alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Specie	Umana
GeneID (umano)	143
GeneID	143
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UKK3
Peso della proteina	193 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante