

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Parp8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N3A8

Numero articolo: CM0018669

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PARP8 validato per WB, IHC-P, ELISA in specie umana, murina e ratto. Targetizza la proteina mono-ADP-ribosiltransferasi PARP8 (ARTD16), coinvolta nell'ADP-ribosilazione. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PARP8 pAb di coniglio
Note/Alias	ARTD16; pART16; PARP8
Specie	Umano
ID del gene (umano)	79668
ID del gene	79668
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PARP8 umana (NP_001171527.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N3A8
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante