

Anticorpo Policlonale Anti-Pars2 Per Wb Ed Elisa - Q7L3T8

Numero articolo: CM0022745

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proliil-tRNA sintetasi mitocondriale umana (PARS2). Adatto per applicazioni WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il ratto. Utile per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PARS2 Rabbit pAb
Note/Alias	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-220 di PARS2 umana (NP_689481.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Rat
SWISS	Q7L3T8
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio