

Anticorpo Policlonale Anti-Parva Per Wb E Elisa - Q9Nvd7

Numero articolo: CM0018738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PARVA umana (alfa-parvina), validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche sull'adesione cellulare, sul citoscheletro e sul sistema cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PARVA Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; alfa-parvina
Specie	umana
ID Gene	55742
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PARVA umana (NP_060692.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVD7
Peso proteico	20kDa/42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio