

Anticorpo Policlonale Anti-Parvalbumin/Pvalb Per Wb - P20472

Numero articolo: CM0025637



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a Parvalbumin/PVALB (alpha-PV). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Cross-reatta con umano, topo, ratto. Utilizzato per investigare il rilassamento muscolare dipendente dal calcio e la segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Parvalbumin/PVALB Rabbit pAb
Note/Alias	D22S749; Parvalbumin (PVALB)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5816
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della Parvalbumina umana (PVALB) (NP_002845.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20472
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio