

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Parvalbumina/Pvalb Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P20472

Numero articolo: CM0002764



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-Parvalbumina/PVALB validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. Riconosce una proteina legante il calcio di ~12 kDa coinvolta nel rilassamento muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Parvalbumina/PVALB Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	D22S749; Parvalbumina (PVALB)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5816
GeneID	5816
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 della Parvalbumina umana (PVALB) (P20472)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20472
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio