


Anticorpo Policlonale Anti-Parvb Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Hbi1

Numero articolo: CM0018251



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al PARVB umano (beta-parvina, affixin). Validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e della segnalazione degli integrini nel muscolo e in altri tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PARVB pAb coniglio
Note/Alias	CGI-56; PARVB
Specie	Umano
GeneID	29780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 del PARVB umano (NP_037459.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBI1
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio