


Anticorpo Policlonale Anti-Pask Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Rg2

Numero articolo: CM0026395



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio basato su ricombinante mirato alla chinasi PASK umana (STK37/PASKIN). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi energetica e sulla segnalazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PASK Rabbit pAb
Note/Alias	STK37; PASKIN; PASK
Specie	Umano
GeneID	23178
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1194-1323 di PASK umana (NP_055963.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96RG2
Peso proteico	143kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio