

Anticorpo Monoclonale Anti-Patz1 Per Wb, Elisa - Q9Hbe1

Numero articolo: CM0011023



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a PATZ1 umano (proteina 1 contenente domini POZ, AT hook e a dito di zinco), un regolatore della trascrizione. Validato per Western blot e ELISA. Adatto per studi sullo sviluppo delle cellule T, senescenza e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PATZ1 Coniglio mAb
Note/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Specie	Umano
ID Gene	23598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di PATZ1 umano (NP_055138.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9HBE1
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio