


Anticorpo Policlonale Anti-Patz1 Per Wb, Elisa - Q9Hbe1

Numero articolo: CM0018083



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro PATZ1 umano per applicazioni di Western blot ed ELISA. Specificità per campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla trascrizione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PATZ1 Rabbit pAb
Note/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23598
GeneID	23598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di PATZ1 umano (NP_055138.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBE1
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio