

Anticorpo Policlonale Anti-Pax1 Per Wb Ed Elisa - P15863

Numero articolo: CM0024461

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira al PAX1 umano, un fattore di trascrizione dello sviluppo. Adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'embriogenesi e sulla colonna vertebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	PAX1 Rabbit pAb
Note/Alias	OFC2; HUP48; PAX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5075
ID Gene	5075
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 del PAX1 umano (NP_006183.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15863
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio