

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pax2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02962

Numero articolo: CM0029282

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PAX2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo renale e del tratto urogenitale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX2 coniglio pAb
Note/Alias	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5076
GeneID	5076
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-320 di PAX2 umano (NP_003978.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02962
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio