

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pax3 Per Wb E Elisa - P23760

Numero articolo: CM0016108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PAX3 umano, validato per western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo neurale, miogenesi e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAX3 Rabbit pAb
Note/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5077
GeneID	5077
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23760
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio