

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pax3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

Numero articolo: CM0019638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PAX3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo neurale, la miogenesi e la sindrome di Waardenburg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5077
ID gene	5077
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-236 di PAX3 umano (NP_852122.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23760
Peso proteico	53 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio