

Anticorpo Policlonale Anti-Pax5 Per Wb, Elisa - Q02548

Numero articolo: CM0017032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PAX5 (BSAP) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo delle cellule B e l'EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX5 Rabbit pAb
Note/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5079
GeneID	5079
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PAX5 umano (NP_057953.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02548
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio