

## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Pax5 Per Wb, Ihc-P, Ip E Elisa - Q02548

Numero articolo: CM0004971



### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit che bersaglia la PAX5 umana (BSAP), adatto per WB, IHC-P, IP e ELISA. Strumento affidabile per studi sul commitment della linea B e sui linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | PAX5 Rabbit mAb                                                                                                    |
| Note/Alias            | ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5                                                                                            |
| Specie                | Umana                                                                                                              |
| ID gene (Umano)       | 5079                                                                                                               |
| ID gene               | 5079                                                                                                               |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della PAX5 umana (Q02548). |
| Origine               | Rabbit                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                               |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                              |
| SWISS                 | Q02548                                                                                                             |
| Peso proteico         | 42kDa                                                                                                              |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                              |