

Anticorpo Monoclonale Anti-Pax6 Per Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Numero articolo: CM0003345



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-PAX6 di coniglio di alta qualità validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con PAX6 umano, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione chiave nello sviluppo dell'occhio e del Sistema Nervoso Centrale. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX6 Rabbit mAb
Note/Alias	AN; PAX6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5080
GeneID	5080
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 323-422 della PAX6 umana (NP_000271.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26367
Peso proteico	47kDa/48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio