

Anticorpo Policlonale Anti-Pax6 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26367

Numero articolo: CM0030800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PAX6 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA in umano, topo, ratto. Mira al fattore di trascrizione paired box cruciale per lo sviluppo dell'occhio, del SNC e del pancreas. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e nelle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAX6 Rabbit pAb
Note/Alias	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5080
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PAX6 umano (NP_000271.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26367
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio