

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pax6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Numero articolo: CM0007503



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PAX6, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce PAX6 di origine umana, murine e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sull'aniridia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX6 Rabbit mAb
Note / Alias	AN; PAX6
Specie	Uomo
GeneID	5080
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 323-422 della PAX6 umana (NP_000271.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26367
Peso proteico	47kDa/48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio