

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pax7 Per Wb, Elisa - P23759

Numero articolo: CM0024739

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PAX7 umano (HuP1). Convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali muscolari e la miogenesi. ~55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX7 Rabbit pAb
Note/Alias	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5081
GeneID	5081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-470 di PAX7 umano (NP_039236.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23759
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio