


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pax8 Per If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q06710

Numero articolo: CM0007530



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro PAX8 umano, validato per IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul fattore di trascrizione tiroideo e la ricerca sul tumore di Wilms.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX8 Rabbit mAb
Note/Alias	PAX-8; PAX8
Specie	Uomo
GeneID	7849
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di PAX8 umano (NP_003457.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06710
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio