


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pax8 Per Wb & Elisa - Q06710

Numero articolo: CM0014272



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PAX8 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul fattore di trascrizione tiroideo e per studi di biologia dello sviluppo. Supportato da UniProt Q06710.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAX8 Rabbit pAb
Note/Alias	PAX-8; PAX8
Specie	Umano
GeneID	7849
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di PAX8 umano (NP_003457.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06710
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio