

Anticorpo Monoclonale Anti-Pax9 Per Wb, Elisa - P55771

Numero articolo: CM0003172

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PAX9 validato per WB e ELISA. Rileva il fattore di trascrizione PAX9 umano, murino e ratto. Ideale per biologia dello sviluppo e ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAX9 Coniglio mAb
Note/Alias	STHAG3; PAX9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5083
ID Gene	5083
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del PAX9 umano (P55771)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P55771
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio