


Anticorpo Monoclonale Anti-Paxillina Per Wb, Elisa - P49023

Numero articolo: CM0003674



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Paxillina umana, validato in WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Indaga sulle adesioni focali, l'organizzazione del citoscheletro e la dinamica delle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Paxillina Coniglio mAb
Note/Alias	Paxillina; PXN; paxillina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5829
ID Gene	5829
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della Paxillina umana (P49023).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio