

Anticorpo Policlonale Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43490

Numero articolo: CM0016391



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting PBEF/Visfatin/NAMPT umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo NAD, ritmo circadiano e citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PBEF/Visfatin/NAMPT Rabbit pAb
Note/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10135
GenelD	10135
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43490
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio