

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43490

Numero articolo: CM0007190



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alte prestazioni contro PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi del NAD, sull'immunomodulazione e sulle adipochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PBEF/Visfatin/NAMPT Coniglio mAb
Note/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10135
GeneID	10135
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 di PBEF/Visfatin/NAMPT umano (NP_005737.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P43490
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio