

Anticorpo Policlonale Anti-Pbk Per Wb, Elisa - Q96Kb5

Numero articolo: CM0021889



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la chinasi PBK (TOPK) umana, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare, la risposta al danno al DNA e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] PBK Rabbit pAb
Note/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55872
ID Gene	55872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-322 di PBK umano (NP_060962.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96KB5
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio