


Anticorpo Monoclonale Anti-Pbrm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U86

Numero articolo: CM0002285



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato a PBRM1 (BAF180), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul rimodellamento della cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PBRM1 Rabbit mAb
Note/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55193
Gene ID	55193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-680 di PBRM1 umano (Q86U86)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86U86
Peso Proteico	193 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio