


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pbrm1 Per Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Numero articolo: CM0027261



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PBRM1 (BAF180) umano, validato per WB, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia un fattore di rimodellamento della cromatina SWI/SNF con attività di soppressore tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PBRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	55193
ID gene	55193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di PBRM1 umano (NP_060783.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q86U86
Peso proteico	193kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio