

Anticorpo Monoclonale Anti-Pbr/Tspo Per Wb - P30536

Numero articolo: CM0009004

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro PBR/TSPO umano (TSPO, PBR), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva proteine umane e murine. Ideale per la ricerca sui mitocondri e sul trasporto del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PBR/TSPO Rabbit mAb
Note/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Specie	Umano
GeneID (Umano)	706
GeneID	706
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 70-169 del PBR/TSPO umano (P30536).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P30536
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio