

Anticorpo Policlonale Anti-Pbx1 Per Wb, Elisa - P40424

Numero articolo: CM0028712



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione PBX1 umano. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla regolazione trascrizionale, sviluppo e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PBX1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAKUHD; PBX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5087
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 311-430 del PBX1 umano (NP_002576.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40424
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio