

Anticorpo Policlonale Anti-Pbx3 Per Wb Ed Elisa - P40426

Numero articolo: CM0024601

introduzione

PBX3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce il fattore di trascrizione umano PBX3. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con umano e topo. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PBX3 Rabbit pAb
Note/Alias	PBX3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5090
ID Gene	5090
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PBX3 umano (NP_006186.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P40426
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio